

Resultaten van de testen:

9549 GBS (screening zwangere)

9546 GBS


9564:

Gezien de voorspelbare gevoeligheid van GBS wordt in routine geen antibiogram uitgevoerd. Eerste keuze volgens CDC-richtlijn is penicilline. Een antibiogram wordt op verzoek uitgevoerd bij bekende penicilline-allergie of een vermoeden van overgevoeligheid. Gelieve dit duidelijk te vermelden bij de klinische gegevens en expliciet naar een antibiogram te vragen.


Enkel de resultaten van de laatste 4 maanden worden getoond, ook degene die nog niet afgewerkt zijn.

Nadat u toegang heeft gekregen tot de website, kan U resultaten zoeken van de test GBS.


1. Navigeer naar <https://gbs.aml-lab.be>

A screenshot of a login form. It contains two input fields: 'Uw gebruikersnaam' (Your username) and 'Wachtwoord' (Password). Below the password field is a green 'Log in' button.

2. Vul op uw gebruikersnaam en wachtwoord in zoals deze verstrekt zijn door AML.
3. Klik op "Log in"

A screenshot of the login form with the username 'mave' entered in the 'Uw gebruikersnaam' field. The 'Log in' button is highlighted with an orange circle.

4. Als u toegang heeft, komt u op het scherm waar u de geboortedatum van uw patiënt kunt invullen en klik dan op "Zoek"



M.L. GBS website


Resultaten

Geboortedatum:

33-02-1958

Zoek

5. Een overzicht van (een of meerdere) patiënten met deze geboortedatum wordt getoond:



M.L. GBS website

Resultaten

*Afb.: vanwege privacy redenen is de patiëntnaam hier onherkenbaar gemaakt*

6. Klik op de gewenste patiëntnaam:



M.L. GBS website

Resultaten

7. Resultaat van de patiënt wordt getoond




M.L. GBS website


Resultaten Help Logout

| Aanvraag Datum | Resultaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025-03-06     | GBS (screening zwangere) Negatief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2025-03-06     | gbab Gezien de voorspelbare gevoeligheid van GBS wordt in routine geen antibiogram uitgevoerd. Eerste keuze volgens CDC-richtlijn is penicilline. Een antibiogram wordt op verzoek uitgevoerd bij bekende penicilline-allergie of een vermoeden van overgevoeligheid. Gelieve dit duidelijk te vermelden bij de klinische gegevens en expliciet naar een antibiogram te vragen. |

8. Vul eventueel een nieuwe geboortedatum in en klik op “Zoek”.



9. De “Help” knop toont een handleiding van dit programma



10. Met behulp van de “Logout”-knop, meldt u zich af van de GBS-Website:



11. U bent afgemeld:

